



### 24/7 CHIRURGEN-HOTLINE

Ihnen werden erfahrene chirurgische Kollegen mit Rat und Tat (auf Wunsch Anwendungsbegleitung) zur Seite stehen!

**0800-555 556 1**

## fasciotens® Pediatric-Entwicklung

Mit viel Herzblut haben wir fasciotens® Pediatric für die aller kleinsten Patienten entwickelt, die mit diversen Bauchwanddefekten zur Welt kommen.

Mit unserer Entwicklung möchten wir mit Hilfe von standardisierter Zugkraft einen schnelleren Bauchverschluss ermöglichen.

Von unserer Expertise bei der erfolgreichen Behandlung von Bauchwanddefekten Erwachsener können nun auch die Neugeborenen profitieren.

## Informationen aus erster Hand

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten oder sind Sie sich unsicher, ob fasciotens bei Ihrem Patienten geeignet ist? Kein Problem! Rufen Sie uns auf unserer 24-Stunden-Chirurgen-Hotline an.

Hinweis: Informationen zu möglichen Risiken in der Anwendung von fasciotens-Produkten sind in den Gebrauchsanweisungen enthalten.

**Lesen Sie was Ihre chirurgischen Kollegen zu fasciotens sagen:**

[www.fasciotens.de/referenzen/testimonials](http://www.fasciotens.de/referenzen/testimonials)

# fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

NEU



fasciotens® Pediatric

## Die innovative Therapie von Bauchwanddefekten bei Neugeborenen

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

[www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)

[info@fasciotens.de](mailto:info@fasciotens.de)


Aachener Str. 1053-1055

50858 Köln

fasciotens®Pediatric wird in Kombination mit fasciotens®Cradle eingesetzt.

Adaptive Positionierung über dem Defekt

Seitlagerung von bis zu 18°



# Angeborene Bauchwanddefekte

fasciotens®Pediatric wird zur Behandlung von angeborenen und erworbenen Bauchwanddefekten unterschiedlicher Ursachen bei Neugeborenen eingesetzt. Mit fasciotens®Pediatric kann unmittelbar nach der Erstversorgung ein standardisierter und quantifizierbarer Zug auf die Bauchdecke gebracht werden.

Die Bauchwand wird über einen ventral gerichteten Zug gedehnt, der Bauchraum vergrößert und somit Platz für die Organe geschaffen. Die Lagerung der Neugeborenen wird über die Wiegevorrichtung fasciotens®Cradle bei richtungskonstanter Zugkraft erstmals problemlos ermöglicht.

## ⊖ Das Problem

- Bauchwanddefekte unterschiedlicher Ursachen
- Gefahr des intraabdominalen Kompartmentsyndroms durch primären Verschluss
- Inkaufnahme von Bauchwandhernien
- langfristig erhöhte Morbidität

## + Die Lösung

- + reduziert den intraabdominalen Druck durch Vergrößerung der Bauchhöhle
- + dehnt die Faszie gezielt und ermöglicht einen frühen Verschluss
- + standardisierter und quantifizierbarer Zug
- + CE-zertifiziertes Produkt

Alle wissenschaftlichen Veröffentlichungen finden Sie auf unserer Homepage unter:

[www.fasciotens.de/referenzen](http://www.fasciotens.de/referenzen)